

*Aeromonas caviae*

エロモナス科 タイセイヨウサケ、タコ類、オニテナガエビ、ヒトなどの病原菌 (Buller. N, 2014)

区分	手法名 (文献)	プライマー		反応温度条件	増幅産物 bp	備考	推奨度
		名称	配列 (5'-3')				
PCR	(Khan and Cerniglia, 1997)	AER8	CTGCTGGCTGTGACGTTACTCGCAG	95°C2分→(94°C1分、62°C1分、72°C1分)×35サイクル	260	<i>Aeromonas caviae</i> と <i>Aeromonas trota</i> の両方を検出。	—
		AER9	TTCGCCACCGGTATTCCTCCAGATC				

文献

Buller. N (2014): Bacteria and Fungi from Fish and Other Aquatic Animals: A Practical Identification Manual, 2nd Edition. p148

Khan, A. A. and C. E. Cerniglia (1997): Rapid and sensitive method for the detection of *Aeromonas caviae* and *Aeromonas trota* by polymerase chain reaction. Lett. Appl. Microbiol., 24, 233-239.