

Aerococcus viridans var. *homari*

Aerococcaceae 科 アメリカンロブスターのガフケミア (*gaffkaemia*) の病原体

区分	手法名 (文献)	プライマー		反応温度条件	増幅産物 bp	備考	推奨度
		名称	配列 (5'-3')				
PCR	(Grant et al., 1992)	AC2	GTGCTTGCACTTCTGACGTTAGC	95°C5分→(55°C30秒、72°C2分、93°C30秒)×30サイクル→72°C10分	540	<i>A. viridans</i> の種特異的プライマーとされる。	—
		AC4	TGAGCCGTGGGCTTTCACAT				

文献

Grant, K. A., J. H. Dickinson, M. D. Collins and R. G. Kroll (1992): Rapid identification of *Aerococcus viridans* using the polymerase chain reaction and an oligonucleotide probe. FEMS Microbiol. Lett., 95, 63-69